

# NADAL<sup>®</sup> COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test na detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nasofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.

Katalogové číslo : 243103N-20

Zatímco rychlý test na protilátky NADAL<sup>®</sup> COVID-19 IgG / IgM \* detekuje virus nepřímo, **NADAL<sup>®</sup> COVID-19 Antigen Rapid Test** detekuje virus přímo zjištěním přítomnosti konkrétního proteinu viru SARS-CoV-2.

Detekce antigenu vyplňuje mezeru v doposud nabízené diagnostice. Nukleokapsidový protein (N) je ideální pro detekci virů, protože je velmi hojný ve virech a dostatečně specifický pro SARS-CoV-2. Je to jeden ze 4 nejdůležitějších strukturálních proteinů a podílí se na replikaci, transkripci a obalení virového genomu.




**NADAL<sup>®</sup> COVID-19 Antigen Rapid Test** je rychlý imunotest s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nasofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.

Tento test slouží jako pomůcka při diagnostice infekcí SARS-CoV-2. Vezměte na vědomí, že koncentrace antigenu virového nukleoproteinu se mohou v průběhu onemocnění lišit a mohou spadnout pod detekční limit testu. Možnou infekčnost na základě negativních výsledků testů tedy nelze vyloučit.

**Jednoduchý postup, výsledek do 15 minut.**


## Jasně výhody

- V Vysoká specifická
- V Vysoká citlivost při vysoké virové zátěži
- V Snadné použití
- V Rychlé a spolehlivé výsledky testů za pouhých 15 minut
- V Testování lze provést s nasofaryngeálními vzorky
- V Lze skladovat při pokojové teplotě
- V Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty včetně sterilních tamponů
- V Žádná zkřížená reaktivita s lidskými patogenními koronaviry (jako hCoV-229E, -HKU1, -NL63 a -OC43) nebo s viry chřipky (jako chřipka A / B)



**Podrobnější informace naleznete v návodu.**

Identifikace pacientů s vysokou virovou zátěží -  
podobná citlivost na PCR při hodnotách  $C_t \leq 30$



## NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test pro detekci SARS-CoV-2 antigenů virových nukleoproteinů v lidských nasofaryngeálních a oropharyngeálních střezech.

Produkt	Certifikace	Vzorek	Senzitivita	Specifická	Katalogové číslo	Balení
NADAL® COVID-19 Ag Testovací kazeta	CE	Naso- a oro faryngeální výtěr	97.56 % ( $C_t$ rozpětí 20-30)	> 99.9 %	243103N-20	20 testů v balení

Dodávaný materiál: testovací kazety, sterilní tampony, extrakční zkumavky vč. víčka s kapátkem, držák činidla, lahvička s pufrem, příbalový leták.



**Objednávky vyřizuje:**

**JK-Trading s.r.o.**, Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)

**Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:**

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604  
Ing. Ernestová: 777 477 308  
Morava – Ing. Žůrová: 777 929 623