

VERISTERIL LT

STERILIZATION POUCHES AND REELS IN TYVEK®

TECHNICKÝ LIST

1. Výrobce a systém kvality

STERIFIT Srl
Via del Martinitt 3
20146 – Milano MI
Italy

Výrobce je certifikován systémem kvality EN ISO 9001 a EN 13485.

2. Použití, základní popis

Ochranné posterilizační sáčky se používají jako ochranný obal pro vysterilizované nástroje. Balík s vysterilizovaným materiálem se vloží do posterilizačního sáčku a uzavře. Použitím ochranných obalů se prodlužuje doba, po kterou je vysterilizovaný materiál považován za sterilní a vnitřní obsah je lépe chráněn proti poškození během skladování nebo během transportu. Sáčky jsou k dispozici v několika velikostech a jsou vhodné k použití ve zdravotnictví i průmyslových odvětvích. K uzavření použijte lepicí pásku nebo uzavírejte svárem.

Jednotlivé balíky je možno popisovat do natištěné tabulky.

Neobsahuje žádné toxické substance, latex ani ftaláty.

3. Doba použitelnosti a podmínky skladování

Výrobek vzhledem k použitému materiálu nemá ohraničenou dobu použití.

Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.

Skladujte na chladném a suchém místě, nevlhčete.

4. Balení a sortiment

Sáčky jsou baleny v krabicích podle jednotlivých velikostí. Celý sortiment velikostí: viz příloha



Příloha:

Objenací kód	Velikost	Obsah balení
PPU150250	15 x 25 cm	500 ks
PPU200300	20 x 30 cm	500 ks
PPU300550	30 x 55 mm	500 ks
PPU400550	40 x 55 cm	250 ks
PPU400750	40 x 75 cm	200 ks
PPU600750	60 x 75 cm	200 ks
PPU600900	60 x 90 cm	150 ks