




Hepatitis B, C

Imunochromatické kazetové testy pro použití odborným zdravotnickým personálem.
Určeno pouze pro *In Vitro* diagnostické použití.



INFO Anti-HBs Hepatitida B

Testovací kazeta protilátek hepatitidy B. Vzorek: plná krev, sérum, plazma.

Katalogové číslo 622008

Balení - 25 kusů. Cena na vyžádání.

Pozitivní nález protilátek anti-HBs je důsledkem prožitého onemocnění nebo úspěšné aktivní imunizace. Tyto protilátky lze detekovat i po aplikaci hyperimunního globulinu proti virové hepatitidě B (HBIG), obvykle vymizí po 3 měsících od aplikace. Anti-HBs protilátky v dostatečných titrech (po prožitém onemocnění nebo po aktivní imunizaci) poskytují ochranu proti infekci HBV.

INFO HBsAg Hepatitida B

Testovací kazeta antigenu hepatitidy B. Vzorek: plná krev, sérum, plazma.

Katalogové číslo 622009

Balení - 25 kusů.

HBsAg lze v séru detekovat několik dní až týdnů před a několik týdnů až měsíců po začátku onemocnění. Jeho přetrvávání déle než 6 měsíců je klasifikováno jako stav chronického nosičství HBsAg, které může být asymptomatické, nebo provázené známkami jaterního poškození (chronická hepatitida aktivní nebo perzistující, nověji chronická hepatitida B). HBsAg je povrchový antigen HBV viru. Tento proteinový antigen tvoří obal HBV viru a jeho přítomnost v krvi značí právě probíhající hepatitidu typu B a aktivní replikaci viru.

INFO Anti-HCV Hepatitida C

Testovací kazeta protilátek hepatitidy C. Vzorek: plná krev, sérum, plazma.

Katalogové číslo 622012

Balení - 25 kusů..

Protilátky jsou markerem expozice - kontaktu dané osoby s virem hepatitidy C. Protilátky anti-HCV nemají neutralizační efekt, nejsou nositelem imunity organismu. Přetrvávají ve značném titru i u pacientů úspěšně vyléčených. Vyšetření anti-HCV protilátek je možno chápat jako screeningové vyšetření u všech osob, u kterých je podezření, že byly někdy v průběhu života viru exponovány.

Pro objednávky kontaktujte:



Objednávky :
JK-Trading s.r.o,
Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**
Ing.Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Ing. Žůrová - Morava: 777 929 623