



**PEREG GMBH**  
PORSCHESTRASSE 12  
D-84478 WALDKRAIBURG  
TELEFON (0 86 38) 8 41 95  
TELEFAX (0 86 38) 8 41 62  
E-MAIL [pereg@t-online.de](mailto:pereg@t-online.de)  
<http://www.pereg.de>

## **Konformitätserklärung DIN EN ISO 15883-5:2021**

### **PEREG GmbH Reinigungsindikatoren mit standardisierter Prüfanschmutzung:**

#### **TOSI®, TOSI®-LumCheck and TOSI®-FlexiCheck**

TOSI®, TOSI®-LumCheck und TOSI®-FlexiCheck basieren auf der Zweikomponenten Blut Testanschmutzung beschrieben in EN ISO 15883-5 (ANNEX A Tabelle A1) zur Überprüfung der Reinigungsleistung zur Einhaltung der Anforderungen (4.2 Betrachtungen zu Prüfanschmutzungen).

Die standardisierten PEREG Reinigungsindikatoren wurden für eine Sichtkontrolle entwickelt und somit ist es nicht notwendig den Reinigungs-Desinfektionsautomaten ohne Desinfektion und Trocknung zu betreiben.

INFO: Laut EN ISO 15883-5 muß die Überprüfung der Reinigungsleistung mit Beladung durchgeführt werden.

PEREG GmbH

Martin Pfeifer  
Geschäftsführer

**PEREG GMBH**  
PORSCHESTRASSE 12  
D-84478 WALDKRAIBURG  
TELEFON (0 86 38) 8 41 00  
TELEFAX (0 86 38) 8 41 62

Januar 2022