


# Screeningové testy na drogy - SLINY

patentované bezkontaktní provedení testu



Kat.číslo	Složení s hodnotou cut-off
-----------	----------------------------

Příklady nejběžnějších kombinací testů:

<b>008AS301</b>	<b>MET(50) - THC(50) - OPI/MOR(40)</b>
<b>008AS501</b>	<b>MET(50) - THC(50) - OPI/MOR(40) - COC(20) - AMP(50)</b>
<b>008AS604</b>	<b>MET(50) - THC(50) - OPI/MOR(40) - COC(20) - AMP(50) - BZD(10) skladem exp 06/2019</b>
<b>008AS702</b>	<b>MET(50) - THC(50) - OPI/MOR(40) - COC(20) - AMP(50) - BZD(50) - BAR(50)</b>

Katalogové ceny:	3 parametry	181,-Kč bez DPH / 219,-Kč vč. DPH
	5 parametrů	197,-Kč bez DPH / 239,-Kč vč. DPH
	6 parametrů	206,-Kč bez DPH / 249,-Kč vč. DPH
	7 parametrů	214,-Kč bez DPH / 259,-Kč vč. DPH
	8 parametrů	222,-Kč bez DPH / 269,-Kč vč. DPH

\* Ceny jsou zaokrouhlené na Kč

## Popis testu

Hranatá nádobka s odběrovým tamponem opatřeným indikátorem odběru slin.  
 Extrakce vzorku z tamponu - kroutivým lisováním tamponu - vyšší výtěžnost vzorku slin  
 Speciální plast nádobky má sníženou lipofilnost - lepší výtěžnost u stanovení vzorků na THC  
 Po vylisování vzorku slin se nádobka automaticky uzavře zámkem.  
 Obsluha nepřichází do styku s biologickým materiálem. Výsledek testu do 10 minut.  
 Možnost laboratorního odběru vzorku slin z nádoby pro forenzní účely.


## Další možné kombinace slinných testů - výroba na zakázku od 250 ks:

**V jednom slinném testu můžete mít od 2 do 16 parametrů drog**

Test:	Zkratka	Cut-off
Amfetaminy	AMP	50
Barbituráty	BAR	50
Benzodiazepiny	BZD	10
Buprenorfin	BUP	5
Kokain	COC	20
Kotinin	COT	50
Extáze	MDMA	50
Ketamin	KET	50
Marihuana - metabolit	THC	12
Marihuana - parentní droga	THC	50
Methadon	MTD	30
Metamfetaminy	MET	50
Opiáty	OPI	40
Oxykodon	OXY	40
Fencyklidin	PCP	10
Tramadol	TRA	100
Propoxyphen	PPX	50



## Způsob provedení testu:



Signalizační proužek v tamponu změnou barvy signalizuje dostatečné nasáknutí odběrového tamponu slinami a ukončení odběru slin. Tímto je sníženo riziko chybnému odběru slin od testovací osoby.



JK-Trading s.r.o,  
 Křivaticová 421/5,  
 155 21 Praha 5-Zličín,  
 tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772  
 email: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:  
 Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604  
 Morava - Ing. Žůrová: 777 929 623  
 Záp. Čechy - Ing Ernestová : 777 477 308